


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Plaurウサギポリクローナル抗体 - Q03405

商品番号: CM0013782



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用の高品質な抗PLAURウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応性を示します。細胞遊走や組織リモデリングに重要なウロキナーゼ受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLAUR ウサギ pAb
備考/別名	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5329
遺伝子ID	5329
免疫原	ヒトPLAUR (NP_002650.1) のアミノ酸23-305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03405
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ