


Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) ポリクローナル抗体 For Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

商品番号: CM0016093



前書き

ヒトPLCβ3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。主要なGPCRシグナル伝達酵素を標的。シグナル伝達研究および体外診断用試薬開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLC beta 3 (PLCB3) ウサギ pAb
備考/別名	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5331
GeneID	5331
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01970
タンパク質分子量	139kDa
発送	保冷バッグ