


Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01970

商品番号: CM0002084



前書き

ヒトPLC beta 3

(PLCB3)に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。GPCR介在性シグナル伝達、DAG/IP3の生成、および好中球機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit mAb
備考/別名	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5331
GeneID	5331
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01970
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋