

Wb、Elisa用抗Plcガンマ1（Plcg1）ウサギモノクローナル抗体 - P19174

商品番号: CM0012266



前書き

WBおよびELISA用途向けのウサギモノクローナル抗PLCG1抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中に存在する内在性PLCγ1を検出します。シグナル伝達および細胞移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCガンマ1（PLCG1）ウサギmAb
備考／別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLCガンマ1（PLCG1）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5335
GeneID	5335
免疫原	ヒトPLCガンマ1（PLCG1）（P19174）のアミノ酸710～832に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19174
タンパク質分子量	149 kDa
輸送	保冷バッグ