


WbおよびElisa用抗Plcガンマ1 (Plcg1) ウサギポリクローナル抗体 - P19174

商品番号: CM0017177



前書き

ウエスタンブロッティング (WB) およびELISAで検証済みの高品質な抗PLCガンマ1 (PLCG1) ウサギポリクローナル抗体。受容体型チロシンキナーゼ経路、アクチン再編成、細胞移動に関与する主要なホスホイノシチドシグナル伝達酵素である、ヒトおよびマウス PLCG1 (149 kDa) を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCガンマ1 (PLCG1) ウサギpAb
備考/別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5335
GeneID	5335
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19174
タンパク質分子量	149kDa
配送	保冷バッグ