


抗Plcガンマ1 (Plcg1) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用途) - P19174

商品番号: CM0025594



前書き

ヒトPLCG1（ホスホリパーゼCガンマ-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応性を示します。細胞内シグナル伝達カスケードやアクチン細胞骨格再構成の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PLCガンマ1 (PLCG1) ウサギpAb
別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5335
遺伝子ID	5335
免疫原	ヒトPLCガンマ1 (PLCG1) (NP_002651.2) のアミノ酸700～800番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS ID	P19174
タンパク質分子量	149kDa
発送方法	保冷剤梱包