


Wb、If/Icc、Elisa用抗Plcガンマ2（Plcg2）ポリクローナル抗体 - P16885

商品番号: CM0018744



前書き

ヒトPLCガンマ2（PLCG2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応します。膜貫通シグナル伝達およびセカンドメッセンジャー生成において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCガンマ2（PLCG2）ウサギpAb
備考／別名	FCAS3；APLAID；PLC-IV；PLC-gamma-2；PLCガンマ2（PLCG2）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5336
GeneID	5336
免疫原	ヒトPLCガンマ2（PLCG2）（NP_002652.2）のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148 kDa
輸送	保冷バッグ