

抗Plcb1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Nq66

商品番号: CM0022609

前書き

ウサギ由来の抗PLCB1ポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPLCB1を検出し、予測分子量は139 kDaです。ホスホリパーゼCシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCB1 ウサギpAb
略号/別名	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23236
遺伝子ID	23236
免疫原	ヒトPLCB1 (NP_056007.1) のアミノ酸917～1216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ66
タンパク質分子量	139kDa
輸送方法	氷袋