

抗Plcb2 (Plc-B-2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q00722

商品番号: CM0029623



前書き

PLCB2 (PLC-β-

2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて134 kDaのバンドを検出します。GPCRシグナル伝達およびホスホリパーゼC経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCB2 ウサギ pAb
備考/別名	PLC-β-2; PLCB2
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	5330
GeneID	5330
免疫原	ヒトPLCB2 (NP_004564.2) のアミノ酸1-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00722
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷バッグ