

## Anti-Plcd4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Brc7

商品番号: CM0025104

### 前書き

#### PLCD4 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、およびラットのホスホリパーゼC delta-

4を検出し、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。DAGとIP3を生成するホスホイノシチドシグナリング酵素を標的とし、先体反応および細胞増殖に関与しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | PLCD4 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | PLCD4                                                |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 84812                                                |
| GeneID      | 84812                                                |
| 免疫原         | ヒトPLCD4 (NP_116115.1) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | Q9BRC7                                               |
| タンパク質分子量    | 88kDa                                                |
| 配送          | アイスバッグ                                               |