

WbおよびElisa用抗Plch1ポリクローナル抗体 - Q4Kwh8

商品番号: CM0018495

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用途でバリデーション済みのPLCH1ウサギポリクローナル抗体（Q4KWH8）。ヒトPLCH1に特異的で、ラットとの交差反応性があります。ホスホリパーゼCシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCH1ウサギpAb
備考／別名	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23007
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLCH1のアミノ酸1100～1400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_055811.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q4KWH8
タンパク質分子量	189 kDa
輸送	保冷バッグ