

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Plcxd2ウサギポリクローナル抗体 - Q0Vaa5

商品番号: CM0027853

前書き

ヒトPLCXD2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。PI-PLC Xドメイン含有タンパク質2の脂質シグナル伝達および核内機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCXD2 ウサギ pAb
備考/別名	PLCXD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	257068
遺伝子ID	257068
免疫原	ヒトPLCXD2 (NP_001172035.1) のアミノ酸1-305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q0VAA5
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ