

Anti-Plcxd2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

商品番号: CM0017837

前書き

ヒトPLCXD2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みです。

PI-PLC

Xドメイン含有タンパク質2の脂質シグナル伝達における役割を探索してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLCXD2 Rabbit pAb
備考/別名	PLCXD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	257068
GeneID	257068
免疫原	組換えタンパク質[ヒトPLCXD2 (NP_001172035.1) のアミノ酸1-305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q0VAA5
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋