


Wb、Elisa用 Anti-Pld2 ポリクローナル抗体 - O14939

商品番号: CM0013849



前書き

ヒトPLD2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。シグナル誘導性細胞骨格調節および脂質代謝におけるホスホリパーゼD2の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLD2 ウサギ pAb
備考/別名	PLD1C, PLD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5338
GeneID	5338
免疫原	ヒトPLD2 (NP_002654.3) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14939
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷バッグ