

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pld3ポリクローナル抗体 - Q8Iv08

商品番号: CM0023937



前書き

ヒトPLD3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応
します。リソソームエキソヌクレアーゼ機能、自然免
疫、および核酸センシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLD3 Rabbit pAb
備考/別名	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23646
GeneID	23646
免疫原	ヒトPLD3 (NP_001026866) のアミノ酸279-490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8IV08
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ