

Wb、Elisa用抗Pld4ウサギポリクローナル抗体 - Q96Bz4

商品番号: CM0013659



前書き

ヒトおよびラットPLD4に対してWBとELISAで検証済みの高品質な抗PLD4ウサギポリクローナル抗体。核酸センシングおよび自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLD4 Rabbit pAb
別名	C14orf175; PLD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	122618
GeneID	122618
免疫原	ヒトPLD4 (NP_620145.2) のアミノ酸52～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96BZ4
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤