


Wb、Elisa用抗Plekポリクローナル抗体 - P08567

商品番号: CM0029084



前書き

ヒトプレクストリン（PLEK/p47）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。血小板におけるプロテインキナーゼC基質機能の研究や診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 製品名       | PLEK ウサギ pAb                                      |
| 備考／別名     | P47; PLEK1; PLEK                                  |
| 対象種       | ヒト                                                |
| 遺伝子ID（ヒト） | 5341                                              |
| 免疫原       | ヒトPLEK（NP_002655.2）のアミノ酸1〜350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                               |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途        | WB、ELISA                                          |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS     | P08567                                            |
| タンパク質分子量  | 40kDa                                             |
| 輸送方法      | 保冷剤                                               |