

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Plekhab2 ポリクローナル抗体 - Q96Cs7

商品番号: CM0023490



前書き

ヒトPLEKHB2（イベクチン-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。逆行性エンドソーム輸送に
関与する25kDaタンパク質を検出します。IVD研究および診断応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLEKHB2 ウサギ pAb
備考/別名	EVT2; PLEKHB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55041
GeneID	55041
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLEKHB2（NP_001094093.1）のアミノ酸1-222に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96CS7
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ