

抗Plgウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P00747

商品番号: CM0026408



前書き

ヒトプラスミノゲン(PLG)に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット(WB)およびELISAで使用可能です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。線溶、組織リモデリング、凝固経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLG Rabbit pAb
備考／別名	HAE4; PLG
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5340
GeneID	5340
免疫原	ヒトPLG(NP_000292.1)のアミノ酸20～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00747
タンパク質分子量	91kDa
配送方法	保冷剤