


WbおよびElisa用抗Plgfウサギポリクローナル抗体 - P49763

商品番号: CM0018951



前書き

ヒトPLGF（胎盤成長因子）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのPLGFを認識します。血管新生および腫瘍増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLGFウサギpAb
備考／別名	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5228
免疫原	ヒトPLGF（NP_002623.2）のアミノ酸19～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49763
タンパク質分子量	25 kDa
輸送	アイスバッグ