


Wb、If-P、Elisa用 抗Plgfウサギポリクローナル抗体 - P49763

商品番号: CM0022568



前書き

ヒトPLGF（P49763）を標的とする信頼性の高いウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAアプリケーションに使用可能。マウスおよびラットPLGFも検出。血管新生および腫瘍成長研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLGFウサギpAb
備考/別名	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5228
遺伝子ID	5228
免疫原	ヒトPLGF (NP_002623.2) のアミノ酸19-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49763
タンパク質分子量	25kDa
輸送	氷袋