

Wb、Elisa用 Anti-Plin5 ポリクローナル抗体 - Q00G26

商品番号: CM0024217

前書き

WBおよびELISA用に検証済みの高品質PLIN5ウサギpAb。マウスおよびラットとの交差反応性あり。脂質滴および代謝研究に最適。SWISS Q00G26。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLIN5ウサギpAb
備考/別名	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	440503
遺伝子ID	440503
免疫原	ヒトPLIN5 (NP_001013728.2) のアミノ酸302-401に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q00G26
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ