

抗Plin5ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - Q8Bvz1

商品番号: CM0026704

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みの抗PLIN5ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの反応性を有します。脂質滴生物学、脂肪酸酸化、代謝疾患研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLIN5 ウサギpAb
備考/別名	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	440503
遺伝子ID	66968
免疫原	マウスPLIN5のアミノ酸364-463の配列に対応する合成ペプチド (NP_080150.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8BVZ1
タンパク質重量	50 kDa/49 kDa
配送	アイスバッグ