

Anti-Plk1ウサギモノクローナル抗体 (Plk1/Stpk13) For Wb, Elisa - P53350

商品番号: CM0003640



前書き

ヒトPLK1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、サル of PLK1と反応します。細胞周期および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLK1 Rabbit mAb
備考/別名	PLK; STPK13; PLK1
種	ヒト
遺伝子ID	5347
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLK1 (NP_005021.2) のアミノ酸272-495に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P53350
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスバッグ