


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Plk2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nyy3

商品番号: CM0025651



前書き

ヒトPLK2 (SNK/hPlk2)

に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。シナプス可塑性と中心体複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLK2 ウサギ pAb
備考/別名	SNK; hSNK; hPlk2; PLK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10769
GeneID	10769
免疫原	ヒトPLK2 (NP_006613.2) のアミノ酸361-439に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYY3
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ