

Wb、Elisa用 抗Plk3 ポリクローナル抗体 - Q9H4B4

商品番号: CM0025665



前書き

PLK3 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットでのWB、ELISAで検証済みです。組換え融合タンパク質免疫原。細胞周期とストレス応答に関与するセリン/スレオニンキナーゼPLK3。アポトーシスとDNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLK3 ウサギ pAb
備考/別名	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1263
GeneID	1263
免疫原	ヒトPLK3 (NP_004064.2) のアミノ酸487-646に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4B4
タンパク質分子量	72kDa
発送	保冷バッグ