

WbおよびElisa用Anti-Plk4ポリクローナル抗体 - O00444

商品番号: CM0025770



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用の、PLK4（Polo-like kinase 4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのPLK4（約109 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLK4 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10733
遺伝子ID	10733
免疫原	ヒトPLK4 (NP_055079.3) のアミノ酸641-970に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00444
タンパク質分子量	109kDa
配送	アイスバッグ