

Anti-Plp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y342

商品番号: CM0014492

前書き

ヒトPLLPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミエリン膜の生合成および頂端側エンドサイトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLLP Rabbit pAb
備考/別名	PMLP, TM4SF11, PLLP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51090
遺伝子ID	51090
免疫原	合成ペプチド：ヒトPLLP (NP_057077.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Y342
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋