

WbおよびElisa用 Anti-Plod1 ウサギPab - Q02809

商品番号: CM0030616

前書き

ヒトPLOD1（リシルヒドロキシラーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用。マウスおよびラットとの交差反応性あり。コラーゲン生合成および結合組織研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLOD1 ウサギpAb
備考/別名	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5351
GeneID	5351
免疫原	ヒトPLOD1 (NP_000293.2) のアミノ酸19-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02809
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ