

Anti-Plod2/Lh2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O00469

商品番号: CM0006977

前書き

PLOD2/LH2（リシルヒドロキシラーゼ2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのサンプルで85kDaのタンパク質を検出します。コラーゲンの架橋および安定性の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLOD2/LH2 Rabbit mAb
備考/別名	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5352
GeneID	5352
免疫原	ヒト PLOD2/LH2 (NP_000926.2) のアミノ酸260-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00469
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋