

Anti-Plod2/Lh2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O00469

商品番号: CM0027466

前書き

WBおよびELISA用に検証されたPLOD2/LH2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。コラーゲン架橋の重要な酵素であるプロコラーゲン-リジン,2-オキシグルタル酸5-ジオキシゲナーゼ2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLOD2/LH2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5352
遺伝子ID	5352
免疫原	ヒト PLOD2/LH2 (NP_000926.2) のアミノ酸260-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00469
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋