


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Plod3 ウサギポリクローナル抗体 - O60568

商品番号: CM0017036



前書き

ヒトPLOD3 (LH3)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。コラーゲン生合成と基底膜形成に必須の多機能プロコラーゲンリジンヒドロキシラーゼおよびグリコシルトランスフェラーゼである、ヒトおよびマウスPLOD3を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLOD3 ウサギ pAb
備考/別名	LH3; PLOD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8985
GeneID	8985
免疫原	ヒトPLOD3 (NP_001075.1) のアミノ酸25-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60568
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ