


抗Plod3/Lh3モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O60568

商品番号: CM0002150



前書き

ヒトPLOD3 (LH3)
に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのPLOD3を認識し、分子量は85kDaです。コラーゲン修飾研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	PLOD3 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	LH3; PLOD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8985
遺伝子ID	8985
免疫原	ヒトPLOD3のアミノ酸25-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001075.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60568
タンパク質重量	85kDa
配送	アイスバッグ