

Wb、If-P、Elisa用抗Plp1ポリクローナル抗体 - P60201

商品番号: CM0013664



前書き

ヒトPLP1（ミエリンプロテオリピドタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミエリン・神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLP1 ウサギ pAb
備考/別名	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
種	ヒト
GeneID	5354
免疫原	ヒトPLP1（NP_955772.1）のアミノ酸102～148に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60201
タンパク質分子量	30kDa
発送	氷袋