

抗Plp1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa用） - P60201

商品番号: CM0023007



前書き

ヒトPLP1（ミエリンプロテオリピドタンパク質）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC、IF、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、神経科学およびミエリン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	PLP1 ウサギpAb
備考 / 別名	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
対象種	ヒト
GeneID	5354
免疫原	ヒトPLP1（NP_000524.3）のアミノ酸90～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60201
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	氷袋梱包