

抗Pls1（プラスチン-1）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14651

商品番号: CM0017634

前書き

ヒトプラスチン-1 (PLS1) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。アクチン束形成および不動毛形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLS1 ウサギ pAb
略号/別名	DFNA76; PLS1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5357
遺伝子ID	5357
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLS1 (NP_001165783.1) のアミノ酸1-110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14651
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤