

Anti-Plscr3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nry6

商品番号: CM0015351

前書き

ヒトホスファチジルスクランブラーゼ3（PLSCR3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。カルジオリピンの転移およびアポトーシスに関与するミトコンドリアスクランブラーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLSCR3 Rabbit pAb
備考/別名	PLSCR3
種	ヒト
GeneID	57048
免疫原	ヒトPLSCR3（NP_065093.2）のアミノ酸1-295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRY6
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ