

Wb・Elisa用抗Plscr3ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nry6

商品番号: CM0003241

前書き

ヒトPLSCR3に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。推定分子量は約32 kDaです。ミトコンドリアのホスホリピッドスクランブラーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLSCR3 ウサギmAb
別名	PLSCR3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57048
免疫原	ヒトPLSCR3（Q9NRY6）のアミノ酸1-100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRY6
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋