

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pltpモノクローナル抗体 - P55058

商品番号: CM0008407

前書き

組換えウサギ由来抗PLTPモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAの各アプリケーションに対応しています。内在性のヒト、マウス、ラットのリン脂質転送タンパク質（約55 kDa）を検出します。HDLリモデリングおよび脂質輸送研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLTP ウサギmAb
備考/別名	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5360
遺伝子ID	5360
免疫原	ヒトPLTP (P55058) のaa 200-300に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P55058
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	保冷剤