

WbおよびElisa用 Anti-Pltp Rabbit Polyclonal Antibody - P55058

商品番号: CM0029391

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの高品質なAnti-PLTP Rabbit Polyclonal Antibody。ヒトおよびマウスのPLTPとの交差反応性を有します。脂質輸送、HDLリモデリング、およびコレステロール代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PLTP Rabbit pAb
備考/別名	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5360
GeneID	5360
免疫原	ヒトPLTP (NP_872617.1) のアミノ酸142-441に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55058
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ