

抗Plvapポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Bx97

商品番号: CM0018304

前書き

ヒトPLVAP (PV1) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。微小血管生物学における内皮窓、血管透過性、およびダイヤフラムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLVAP ウサギpAb
備考/別名	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
種	ヒト
遺伝子ID	83483
免疫原	ヒトPLVAPのアミノ酸63-442に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_112600.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BX97
タンパク質重量	51kDa
配送	アイスバッグ