

Anti-Plxna3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51805

商品番号: CM0013182

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証されたAnti-PLXNA3ウサギポリクローナル抗体。軸索ガイドおよび神経発達に関与するセマフォリン受容体であるヒトPLXNA3を検出します。神経科学および細胞シグナリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLXNA3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55558
GeneID	55558
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLXNA3 (NP_059984.3) のアミノ酸950-1150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51805
タンパク質分子量	208kDa
配送	氷袋