

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Plzfポリクローナル抗体 - Q05516

商品番号: CM0030271



前書き

PLZF（ZBTB16/ZNF145）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写抑制および骨髄球分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLZF ウサギ pAb
備考・別名	PLZF; ZNF145
対象種	ヒト
遺伝子ID	7704
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLZF（NP_005997.2）のアミノ酸199～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05516
タンパク質分子量	74kDa
輸送方法	保冷剤