

Anti-Plzf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q05516

商品番号: CM0002570



前書き

ヒトPLZF (ZBTB16/ZNF145)

を標的とする高特異性のウサギモノクローナル抗体。

WB、IP、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節およびユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLZF Rabbit mAb
備考/別名	PLZF; ZNF145
種	ヒト
遺伝子ID	7704
免疫原	ヒトPLZF (NP_005997.2) のアミノ酸199-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05516
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ