


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr)

ポリクローナル抗体 - Q13794

商品番号: CM0025355



前書き

ヒト PMAIP1 (NOXA)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMAIP1 ウサギ pAb
備考/別名	APR, NOXA, PMAIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5366
GeneID	5366
免疫原	合成ペプチド：ヒト PMAIP1 (NP_066950.1) のアミノ酸 1-54 に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	ウエスタンブロット、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13794
タンパク質分子量	6kDa
発送方法	保冷バッグ