

Wb、Elisa用抗Pmchウサギポリクローナル抗体 - P20382

商品番号: CM0026030



前書き

ヒトPMCHに対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスの試料と反応し、プロMCH前駆体タンパク質（約19 kDa）を標的とします。神経ペプチド研究、肥満および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMCH Rabbit pAb
備考/別名	MCH; ppMCH; PMCH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5367
遺伝子ID	5367
免疫原	ヒトPMCH (NP_002665.2) のアミノ酸22～165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20382
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋