

Anti-Pmel (Gp100) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P40967

商品番号: CM0004872

前書き

ヒトPMEL（gp100）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC（パラフィン包埋）、ELISAで検証済みです。メラノーマ研究、メラノソーム生物学、および診断薬の開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMEL Rabbit mAb
備考/別名	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
種	ヒト
GeneID	6490
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40967
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋