

抗Pmelポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P40967

商品番号: CM0027855



前書き

ヒトPMEL（gp100）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があり、メラノソーム生合成および黒色腫抗原の研究に最適です。分子量は70 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMEL ウサギpAb
別名	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6490
遺伝子ID	6490
免疫原	ヒトPMEL（NP_008859.1）のアミノ酸320～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40967
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	保冷剤