

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pmepa1 ウサギポリクローナル抗体 - Q969W9

商品番号: CM0021429

前書き

ヒトPMEPA1（TMEPAI）タンパク質を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。TGF-βシグナル伝達および前立腺癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMEPA1 ウサギ pAb
備考/別名	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56937
GeneID	56937
免疫原	ヒトPMEPA1（NP_954638.1）のアミノ酸173-252に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969W9
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ