

抗Pmf1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6P1K2

商品番号: CM0003184



前書き

PMF1に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットのサンプルで検証済みです。23kDaのポリアミン調節因子1は染色体分離と遺伝子転写に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMF1 ウサギmAb
備考/別名	PMF1
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11243
遺伝子ID	11243
免疫原	ヒトPMF1 (NP_009152.2) のアミノ酸1-205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6P1K2
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋